



FARMOR SARL

Fiche technique du produit référence CLI 9200 PO

Accroche ceinture et mural pour flacon de sérum physiologique stérile de 100 ml



Ce nouveau système d'accroche permet une fixation soit murale, grâce aux scotchs double face fournis, soit à la ceinture, de nos flacons de rinçage oculaire stérile de 100 ml, référence FLA 7100 OC afin qu'ils soient toujours à portée de mains.

Nos flacons sont particulièrement recommandés lors de projections d'éléments solides – poussière, sciure ... et permettent des rinçages oculaires immédiats et abondants

Ces flacons sont à usage unique et à jeter après utilisation.

Ils sont fournis avec une œillère ergonomique.



Œillère ergonomique



Accroche ceinture



Accroche mural

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part

FARMOR sarl
Parc de l'Esplanade – 16 rue Paul-Henri Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes

Tél : 01.60.31.59.59
Fax : 01.60.07.56.31
www.ifarmor.com

Photo non contractuelle