



FARMOR SARL

Fiche technique

Flacon de 100 ml de solution oculaire stérile référence FLA 7100 OC
Flacon de 500 ml de solution oculaire stérile référence FLA 7500 OC



Ces 2 flacons de sérum physiologique stérile permettent des rinçages oculaires immédiats et abondants.

Ils sont particulièrement recommandés lors de projections d'éléments solides – poussière, sciure ...

Le flacon de 500 ml permet également de recharger la station oculaire murale, référence DUO 7502 OC. Il comporte une étiquette avec le mode d'utilisation schématisé.
Ces flacons sont à usage unique et à jeter après utilisation.

Ils sont fournis avec une œillère ergonomique



Œillère ergonomique

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part

FARMOR sarl
Parc de l'Esplanade – 16 rue Paul-Henri Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes

Tél : 01.60.31.59.59
Fax : 01.60.07.56.31
www.ifarmor.com

Photo non contractuelle